

## 新西兰兔血清

**【货号】** NG-BS0306

**【规格】** 100mL/500mL

**【保存】** -20°C，5年。

### **【产品简介】**

新西兰兔血清是采用健康新西兰兔血液为原料加工而成，经无菌采集、分离、微孔过滤分装而成。

### **【使用方法】**

- 1、根据具体实验来使用。

### **【注意事项】**

- 1、注意避免反复冻融。反复冻融可能产生沉淀，可以通过无菌条件下，3500 rpm 离心 10 min 除去沉淀。
- 2、注意无菌操作。