

绵羊血清

【货号】 NG-BS0307

【规格】 100mL/500mL

【保存】 -20°C，5年。

【产品简介】

绵羊血清是采用健康绵羊血液为原料加工而成，经无菌采集、分离、微孔过滤分装而成。

【使用方法】

- 1、根据具体实验来使用。

【注意事项】

- 1、注意避免反复冻融。反复冻融可能产生沉淀，可以通过无菌条件下，3500 rpm 离心 10 min 除去沉淀。
- 2、注意无菌操作。